



Novedad

Mejoras que evolucionan la serie **EXACTA Eco**

- Nuevas manetas cromadas con cerradura de seguridad integrada en sustitución de los asideros azules.
- Las bisagras pasan a estar integradas en la estructura metálica interna.



COMBICHEM 3C K89300



COMBICHEM 4C K89301



ECO 12 K89015



ECO 6 K89016



COMBICHEM K89060



ECO 6V K89034/K89035



ECO 12V K89014



MÓDULO DE FILTRACIÓN CFN



- Los armarios con medidas de 120 cm. de ancho pasan a ser de 114 cm.
- Nuevo módulo para ventilación y filtrado según NFX 15-211.

**SOLICITE MÁS
INFORMACIÓN**