



Líder en servicio integral para el laboratorio

Fabricado
en Alemania

LLG
Lab Logistics Group

Micropipetas digitales

Muy cómodas

Se requiere un esfuerzo mínimo para el pipeteado lo que reduce el riesgo de una RSI (repetitive strain injuries). Incluso con los guantes el ajuste del volumen es realmente simple.

Precisión y exactitud máximas

El innovador módulo de mano con un mango blando, de color, ergonómico permite un aislamiento de la temperatura de la pipeta en la zona del agarre, protege la pipeta de un calentamiento y garantiza un manejo seguro y fácil de la pipeta.

Sistema Universal de Soplado (Blow Out)

El funcionamiento del émbolo de dos posiciones permite el pipeteo invertido y garantiza el aporte de todo el volumen hasta el dispensado de la última gota (Blow out).

Fácil mantenimiento y ajuste

Fácil de ajustar, solamente con una herramienta. Se requieren solo unos minutos para el mantenimiento y el ajuste.

Sin contaminación

La pipeta es totalmente autoclavable y ello garantiza un pipeteado libre de contaminación.

Satisfacción garantizada

Cada pipeta se comprueba individualmente y se calibra dos veces conforme a EN ISO 8655 y DIN 12650 Standards. Se incluye un certificado. Fabricado en Alemania, certificado por la CE.




DESDE 90,85 €

Una bolsa Haribo
Ositos de goma
gratis!!



Capacidad μ l	Exactitud \pm A% (max. vol.)	Reproducibilidad \pm V% (max. vol.)	ud.E	Código	Ahora EUR
0,1 - 2,5	1,5	0,8	1	9.280 000	117.71
0,5 - 10	1,0	0,5	1	9.280 001	117.71
2 - 20	1,0	0,3	1	9.280 002	90.85
10 - 100	0,8	0,2	1	9.280 003	90.85
20 - 200	0,6	0,2	1	9.280 004	90.85
100 - 1000	0,6	0,2	1	9.280 005	90.85
500 - 5000	0,6	0,15	1	9.280 006	93.22
1000 - 10000	0,6	0,15	1	9.280 007	94.80



Líder en servicio integral para el laboratorio

Fabricado
en Alemania

LLG
Lab Logistics Group

Paquetes de Micropipetas digitales

Paquete 1 micro consta de:

a) 3 pipetas de microlitros con los volúmenes

Pipeta de microlitros LLG 0.5 a 10 µl

Pipeta de microlitros LLG 10 a 100 µl

Pipeta de microlitros LLG 100 a 1000 µl

b) para cada pipeta una bolsa de puntas de pipeta

crystal (0.1 a 10 µl), 1000 puntas

amarillo (10 a 100 µl), 1000 puntas

azul (100 a 1000 µl), 1000 puntas

Paquete 2 macro consta de:

a) 3 pipetas de microlitros con los volúmenes

Pipeta de microlitros LLG 100 a 1000 µl

Pipeta de microlitros LLG 500 a 5000 µl

Pipeta de microlitros LLG 1000 a 10000 µl

b) para cada paquete una bolsa de puntas de pipeta

azul (100 a 1000 µl), 1000 puntas

Claro (100 a 5000 µl), 250 puntas

Claro (1000 a 10,000 µl), 100 puntas

Ahorre 30 €
por paquete



Tipo	ud.E	Código	Ahora EUR
Paquete 1 - Micro	1	9.280 008	305.43
Paquete 2 - Macro	1	9.280 009	282.29

Puntas económicas de primera calidad

Puntas de pipeta sueltas en bolsas. Precisión en cada detalle, la garantía de una calidad máxima.

- PP de alta calidad, asiento hermético gracias a un cono que se adapta de forma óptima
- Sin polvo gracias a la ionización especial
- No estéril, autoclavable.

Volumen µl	Color	Tipo	ud.E	Código	Ahora EUR
0,1 - 10	Claro	1 bolsa de 1.000	1000	9.409 099	14.90
1 - 200	Amarillo	1 bolsa de 1000	1000	9.409 138	7.30
100 - 1000	Azul	1 bolsa de 1000	1000	9.409 139	7.70
100 - 5000	Claro	1 bolsa de 250	250	9.409 097	13.40
1000 - 10000	Claro	1 bolsa de 100	100	9.409 098	12.40