



OFERTA

Líder en servicio integral para el laboratorio

Vitrinas extractoras de gases

Nacidas del “túnel del viento”, las nuevas vitrinas extractoras de gases se han construido especialmente para garantizar la homogeneidad del flujo de aire.

No existen contracorrientes, turbulencias o gases estancados, y todos los parámetros son controlados electrónicamente



Equipamiento de serie:

- Superficie de trabajo en gres monolítico con pileta de 15x30
- Mando de agua + grifo
- 4 tomas eléctricas
- 1 interruptor para toma eléctrica
- 1 interruptor para luz
- 1 interruptor para motor trifásico
- 1 guardamotor general (cableado monofásico/trifásico)

| REF. | CARACTERÍSTICAS | |
|-----------|---|---------------|
| CP0125ENS | Altura 230 cm. 1 ventana guillotina manual | Ancho 120 cm. |
| CP0155ENS | | Ancho 150 cm. |
| CP0185ENS | | Ancho 180 cm. |

Certificadas EN 14175 por



EXPERIENCIA · TECNOLOGÍA · CALIDAD · SEGURIDAD · ASESORAMIENTO

Solicite un presupuesto **sin compromiso** y se lo haremos **a medida** para su laboratorio

IVA no incluido. Promoción válida hasta el 31 de Diciembre de 2010. Esta oferta no es acumulable a otras vigentes.