



## TopSert™: frascos TPX con inserto de vidrio integrado



Los productos de la línea TopSert™ son frascos fabricados de TPX (polimetil pentano) con un inserto integrado de vidrio hidrolítico Tipo 1. Se ofrecen dos líneas, una con rosca corta Tipo ND9 y otra con cierre rápido ND11. Estos frascos son una alternativa económica y más robusta a aquellos frascos de vidrio con inserto de vidrio (vidrio en vidrio) y también a aquellos insertos con pie polimérico. Los dos modelos de frascos TopSert™ centran el inserto de tal forma, que se asegura un cierre hermético presionándolo al septum.

Ya que el inserto TopSert™ se posiciona en el mismo centro del frasco, y sobrepasa el cuello del frasco de plástico, se cumple con los requisitos necesarios para el cierre hermético. Ciertamente, el manipuleo de los insertos no es nada fácil, especialmente llenarlos es difícil, ya sólo por sus dimensiones. Debido a la integración fija del inserto en los frascos de plástico de mayores dimensiones, llega a ser más fácil de llenarlos, y, en general, su manejo es más fácil y seguro. Además, los frascos caben en cualquier gradilla para frascos de 2 mL y se posicionan de forma segura sobre la mesa de laboratorio.

Ambas variantes de los frascos TopSert™ están disponibles en versión clara o ámbar, ya sea con inserto de vidrio silanizado o no-silanizado. Pueden pedirse 100 unidades en una gradilla de PP, o también como un juego de dos en uno con un cierre a selección.

[www.serviquimia.com](http://www.serviquimia.com)

#### Sede CENTRAL

Pol. Ind. de Constantí  
C/ Dinamarca, s/n  
43120 Constantí (Tarragona)  
Tel. +34 902 201 002  
Fax. +34 977 524 478  
[serviquimia@serviquimia.com](mailto:serviquimia@serviquimia.com)

#### Delegación TARRAGONA

Pol. Ind. de Constantí  
C/ Dinamarca, s/n  
43120 Constantí (Tarragona)  
Tel. +34 902 201 002  
Fax. +34 977 524 478  
[tarragona@serviquimia.com](mailto:tarragona@serviquimia.com)

#### Delegación BARCELONA

C/ Pere IV, 29-35 - 5º 1ª  
08018 Barcelona  
Tel. +34 902 201 002  
Fax. +34 93 485 11 86  
[barcelona@serviquimia.com](mailto:barcelona@serviquimia.com)

#### Delegación CASTELLÓN

C/ Forcall, 4  
Grupo San Andrés  
12006 Castellón  
Tel. +34 964 25 59 46  
Fax. +34 964 25 40 00  
[castellon@serviquimia.com](mailto:castellon@serviquimia.com)

#### Delegación ILLES BALEARS

C/ Asival, 5 - Nave Nº 2  
Pol. Ind. Can Valero  
07011 Palma de Mallorca  
Tel. +34 971 25 31 86  
Fax. +34 971 49 90 89  
[baleares@serviquimia.com](mailto:baleares@serviquimia.com)