



**OFERTA**

## FILTROS PARA JERINGA



- Diámetro 25mm
- Cuerpo de PP
- No estériles
- Volumen muerto inferior a 0.1ml
- 4 tipos de membrana:

**Nylon**

Hidrófilo, adecuado para la preparación de soluciones de HPLC.

**PTFE**

Hidrófobo, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases.

**Acetato de Celulosa**

Hidrófilo, adecuado para la filtración y esterilización de muestras biológicas. Flujo muy rápido.

**PVDF**

Hidrófilo, presenta una escasa absorción de proteínas. Para filtración de muestras orgánicas y acuosas. Adecuado para la preparación de soluciones de HPLC.

Referencia	Membrana	Poro	Diámetro	Cantidad	Precio (€)
FJ25BNPNY004AC01	Nylon Transparent	0,45 µm	25 mm	100	68,00
FJ25BNPNY002AC01	Nylon Transparent	0,20 µm	25 mm	100	68,00
FJ25BNPPT004AC01	PTFE Transparent	0,45 µm	25 mm	100	68,00
FJ25BNPPT002AC01	PTFE Transparent	0,20 µm	25 mm	100	68,00
FJ25ANCCA004FC01	Acetato de celulosa Yellow	0,45 µm	25 mm	100	64,00
FJ25ANCCA002DC01	Acetato de celulosa Blue	0,20 µm	25 mm	100	64,00
FJ25BNPPV004AC01	PVDF Transparent	0,45 µm	25 mm	100	80,00
FJ25BNPPV002AC01	PVDF Transparent	0,20 µm	25 mm	100	80,00

**Obtenga mayor calidad a mejor precio!!**